

Kodak 8000

Digitálny panoramatický systém

Ukážka jednoduchosti

Veľmi jednoduchý a prekvapivo dostupný. Táto vynikajúca zobrazovacia technológia poskytuje veľmi kvalitné a optimálne exponované snímky behom niekoľkých sekúnd, takže môžete stanoviť diagnózu rýchle a presne, zorganizovať si lepšie prácu a tým zlepšiť komunikáciu s pacientom.

Výhodou je polohovanie pacienta „tvárou k tvár“, čím sa zvyšuje komfort pacienta pred exponovaním a tým aj výsledná kvalita RTG snímku.

Ľahké nastavenie parametrov

S digitálnym panoramatickým systémom Kodak 8000 nastavujete všetky parametre snímky na svojom PC, prostredníctvom jasného a príjemného rozhrania. Rýchle a jednoduché nastavenie expozičných parametrov je otázkou niekoľko jednoduchých a rýchlych krokov.

Diagnóza v reálnom čase

Systém Kodak 8000 Vám umožňuje dosiahnuť brilantné TMJ, panoramatické, segmentované panoramatické snímky a snímky maxilárnych dutín bez zbytočného čakania. Výsledky sú okamžité, takže môžete ihneď stanoviť diagnózu a dohodnúť sa tak na optimálnom postupe liečby s Vaším pacientom oveľa efektívnejšie.


Komfortnejšie a bezpečnejšie

Polohovaním tvárou k tvár ľahko nastavíte pacienta tak aby sa cítil pohodlne a minimalizujete chyby v polohovaní. Váš personál a pacienti ocenia nízku expozičnú dávku a bezpečnejšie prostredie.



Nákres polohovania tvárou k tvár u digitálneho systému Kodak 8000:

1. Obsluha ma lepší kontakt a kontrolu
2. Správne napolohovanie pacienta je jednoduchšie
3. Je minimalizovaná potreba opakovane expozície
4. Pacienti sú uvoľnenejší



Rozumná inovácia Vašej praxe

Výkonné spracovanie - jednoducho

Dentálny zobrazovací program Kodak umožňuje jednoduché vyhodnotenie pomocou množstvo výkonných nástrojov. Plný rozsah nástrojov - od jasnosti a kontrastu až po zväčšenie cez celú obrazovku monitoru - Vám pomôže získať maximum informácií z RTG snímky.

Efektívne spojenie

Digitálne RTG snímky môžete získať jednoduchým prepojením s Vaším programom pre zubnú ambulanciu. Umožňuje Vám zdieľať snímky s Vašimi spolupracovníkmi, kolegami a ďalšími tretími stranami, šetrí čas a zlepšuje efektivitu práce.

Voliteľné rozšírenie o cefalorameno

Môžete rozšíriť diagnostické schopnosti systému Kodak 8000 o digitálne cefalorameno. Štandardnú cefalo snímku spravíte behom jednej sekundy, tým zlepšujete pohodlie pacienta a obmedzujete riziko neostrej snímky.

Podpora s ktorou môžete počítať

V Kodaku poskytujeme stálu poradenskú službu a podporu, ktorú potrebujete pre hladký prechod na digitálne extra orálne RTG snímky. Naši vyškolení partneri a tím špecialistov sú pripravení:

- Poradiť s inštaláciou digitálneho panoramatického systému Kodak 8000
- Vyškoliť Vás a Vašich zamestnancov aby ste mali vysoké kvalitné snímky od prvého dňa
- Zodpovedať Vaše otázky a zaisťiť Vám kvalitne trvalý servis a podporu



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priestor potrebný pre RTG:

Šírka (888 mm) - Hĺbka (1150 mm) - Výška (2300 mm)

Polohovanie pacienta:

Frontálne s pomocou troch laserových svetelných čiar a štvorbodového zachytenia hlavy

Získanie snímky

Priame v reálnom čase

Stupne šedi:


4.096 - 12 bitov

Rádiografické módy a expozičné časy (v s.):

Panoramatický: 13,9

Maxilarny sínus: 10,7

TMJ obojstranný: 7,7



Distribútor: ANTON s.r.o. Tel.: +421 905 847 729 medical.sk@hotmail.com www.anton.sk



© Eastman Kodak Company 2004.
KODAK is a trademark of Eastman Kodak Company.